



Сведения о патч-версии

Zyfra Quality Lab

Версия ZQL – 5.5.7

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Информационные данные.....	3
3. Исправленные дефекты	3
4. Поставки и совместимость Платформы	3
5. Список измененных сервисов и компонентов	4
6. Контакты технической поддержки	4

1. Общие сведения

14 марта 2025 года вышла новая патч-версия Zyfra Quality Lab (ZQL) 5.5.7 (предыдущая версия 5.5.6).

В рамках патч-версии ZQL был выполнен ряд минимально необходимых исправлений.

Zyfra Quality Lab – это лабораторная информационная менеджмент-система для автоматизации и стандартизации деятельности лаборатории в разных отраслях промышленности и научно-исследовательских центрах в рамках требований ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ ISO/IEC 17025 и ГОСТ Р ИСО 5725.

Система Zyfra Quality Lab реализована на базе промышленной платформы интернета вещей Zyfra Industrial IoT Platform, представляющей собой комплекс функционально законченных базовых сервисов. Состав функций Zyfra Quality Lab соответствует, но не ограничивается требованиями ГОСТ Р 53798-2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным менеджмент-системам (ЛИМС).

2. Информационные данные

Таблица 1 Информационные данные для релиза ZQL 5.5.7

Параметр	Значение
Дистрибутив	docker-group.idp.yc.ziiot.ru/zql/
Инсталлятор	5.5.7-mod-a
Отчет по уязвимостям	Отчет по измененным сервисам патч-версии ZQL 5.5.7
Отчет по тестированию	Отчет по тестированию версии ZQL 5.5.0

3. Исправленные дефекты

Исправленные дефекты, отсортированные по приоритету, см. ниже (Таблица 2):

Таблица 2 Исправленные дефекты патч-версии 5.5.7

Ключ	Связанные запросы в техническую поддержку	Тема	Приоритет	Компонент
#24670	-	Поступления. Невозможно сменить материал в накладной поступления	Критичный	Мониторинг запасов
#24669	-	Поступления. Невозможно сформировать заключение	Критичный	Мониторинг запасов
#24510	IDPFLVS-9040	Пропал поиск по материалу в модуле мониторинг запасов при создании партии	Критичный	Заявки
#24711	IDPFLVS-9134	zqa-analysisrequests-workflow-workers перестает работать	Высокий	API
#24662	IDPFLVS-9109	Ошибка при попытке отредактировать задачу КК	Высокий	Контроль качества
#24676	IDPFLVS-9116	Удаляется конфигурация свойства "Шифр" в модулях "Проекты" и "Фактические операции"	Высокий	Проекты, Фактические операции

4. Поставки и совместимость Платформы

Доступны 2 варианта поставки ZQL:

- **ZQL^{for ZIIoT}** – для установки ZQL поверх Платформы ZIIoT. Необходимые сервисы отмечены в Таблица 3 признаком **ZQL^{for ZIIoT}**.
- **ZQL^{on ZIIoT SDK}** – для установки ZQL без предварительной установки платформы ZIIoT. В данный вариант поставки дополнительно к **ZQL^{for ZIIoT}** входит набор сервисов из состава ZIIoT, обеспечивающих работоспособность продукта – пакет **ZIIoT SDK**. Сервисы, которые не отмечены в Таблица 3 признаком **ZQL^{for ZIIoT}**, входят в пакет **ZIIoT SDK**.

ZQL версии 5.5.7 совместим с платформой ZIIoT версии **2.17.4, 2.18.4**.

Рекомендованная версия платформы ZIIoT для установки – **2.18.4**.

5. Список измененных сервисов и компонентов

В таблице ниже приведен перечень версий измененных сервисов и компонентов, которые входят в патч-версию 5.5.7.

Таблица 3 Измененные сервисы и компоненты в патч-версии ZQL 5.5.7

Тип сервиса/ компонента	Сервис/компонент	Версия	ZQL ^{for ZIIoT}
Установщик	lims-helm	5.5.7-mod-a	ДА
Сервисы фронтэнд	zui-app-qa	1.36.3	ДА
	zui-app-store-materiallot-entrance	2.1.1	ДА
Сервисы бекэнд	zqa-analysisrequests	7.20.4	ДА
	zqa-analysisrequests-workflow-workers	7.20.3	ДА
	zqa-i9n-analysisrequests-ziiot	0.10.4	ДА

6. Контакты технической поддержки

Таблица 4 Контакты технической поддержки

Вид поддержки	Значение
Портал	https://jira.zyfra.com/servicedesk/customer/portal/42
Email	support@idpllc.ru

Регистрация запросов производится круглосуточно. Рабочее время — с 9.00 до 18.00 (время московское), перерыв с 13.00 до 14.00, в рабочие дни. Запросы, поступившие в нерабочее время, обрабатываются на следующий рабочий день.