



Сведения о патч-версии

Zyfra Quality Lab

Версия ZQL – 5.5.9

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Информационные данные.....	3
3. Исправленные дефекты	3
4. Поставки и совместимость Платформы	3
5. Список измененных сервисов и компонентов	4
6. Контакты технической поддержки	4

1. Общие сведения

09 апреля 2025 года вышла новая патч-версия Zyfra Quality Lab (ZQL) 5.5.9 (предыдущая версия 5.5.8).

В рамках патч-версии ZQL был выполнен ряд минимально необходимых исправлений.

Zyfra Quality Lab – это лабораторная информационная менеджмент-система для автоматизации и стандартизации деятельности лаборатории в разных отраслях промышленности и научно-исследовательских центрах в рамках требований ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ ISO/IEC 17025 и ГОСТ Р ИСО 5725.

Система Zyfra Quality Lab реализована на базе промышленной платформы интернета вещей Zyfra Industrial IoT Platform, представляющей собой комплекс функционально законченных базовых сервисов. Состав функций Zyfra Quality Lab соответствует, но не ограничивается требованиями ГОСТ Р 53798-2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным менеджмент-системам (ЛИМС).

2. Информационные данные

Таблица 1 Информационные данные для релиза ZQL 5.5.9

Параметр	Значение
Дистрибутив	docker-group.idp.yc.ziiot.ru/zql/
Инсталлятор	5.5.9-mod-a
Отчет по уязвимостям	Отчет по измененным сервисам патч-версии ZQL 5.5.9
Отчет по тестированию	Отчет по тестированию версии ZQL 5.5.0

3. Исправленные дефекты

Исправленные дефекты, отсортированные по приоритету, см. ниже (Таблица 2):

Таблица 2 Исправленные дефекты патч-версии 5.5.9

Ключ	Связанные запросы в техническую поддержку	Тема	Приоритет	Компонент
#25625	IDPFLVS-9261	Контроль качества. Неверно отображается автор	Высокий	Проекты

4. Поставки и совместимость Платформы

Доступны 2 варианта поставки ZQL:

- **ZQL for ZIIoT** – для установки ZQL поверх Платформы ZIIoT. Необходимые сервисы отмечены в Таблица 3 признаком **ZQL for ZIIoT**.
- **ZQL on ZIIoT SDK** – для установки ZQL без предварительной установки платформы ZIIoT. В данный вариант поставки дополнительно к **ZQL for ZIIoT** входит набор сервисов из состава ZIIoT, обеспечивающих работоспособность продукта – пакет **ZIIoT SDK**. Сервисы, которые не отмечены в Таблица 3 признаком **ZQL for ZIIoT**, входят в пакет **ZIIoT SDK**.

ZQL версии 5.5.9 совместим с платформой ZIIoT версии **2.17.4, 2.18.4**.

Рекомендованная версия платформы ZIIoT для установки – **2.18.4**.

5. Список измененных сервисов и компонентов

В таблице ниже приведен перечень версий измененных сервисов и компонентов, которые входят в патч-версию 5.5.9.

Таблица 3 Измененные сервисы и компоненты в патч-версии ZQL 5.5.9

Тип сервиса/ компонента	Сервис/компонент	Версия	ZQL ^{for} ZIIoT
Установщик	lims-helm	5.5.9-mod-a	ДА
Сервисы бекэнд	zqa-analysisrequests	7.20.5	ДА
	zqa-i9n-analysisrequests-ziiot	0.10.5	ДА

6. Контакты технической поддержки

Таблица 4 Контакты технической поддержки

Вид поддержки	Значение
Портал	https://jira.zyfra.com/servicedesk/customer/portal/42
Email	support@idpllc.ru

Регистрация запросов производится круглосуточно. Рабочее время — с 9.00 до 18.00 (время московское), перерыв с 13.00 до 14.00, в рабочие дни. Запросы, поступившие в нерабочее время, обрабатываются на следующий рабочий день.