



Сведения о патч-версии

Zyfra Quality Lab

Версия ZQL – 6.0.1

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Информационные данные.....	3
3. Выполненные изменения	3
4. Исправленные дефекты	4
5. Поставки и совместимость Платформы	5
6. Список измененных сервисов и компонентов	5
7. Список устаревших сервисов и компонентов	6
8. Контакты технической поддержки	6

1. Общие сведения

29 апреля 2025 года вышла новая патч-версия Zyfra Quality Lab (ZQL) 6.0.1 (предыдущая версия 6.0.0).

В рамках патч-версии ZQL был выполнен ряд минимально необходимых исправлений.

Zyfra Quality Lab – это лабораторная информационная менеджмент-система для автоматизации и стандартизации деятельности лаборатории в разных отраслях промышленности и научно-исследовательских центрах в рамках требований ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ ISO/IEC 17025 и ГОСТ Р ИСО 5725.

Система Zyfra Quality Lab реализована на базе промышленной платформы интернета вещей Zyfra Industrial IoT Platfrom, представляющей собой комплекс функционально законченных базовых сервисов. Состав функций Zyfra Quality Lab соответствует, но не ограничивается требованиями ГОСТ Р 53798-2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным менеджмент-системам (ЛИМС).

2. Информационные данные

Таблица 1 Информационные данные для патч-версии ZQL 6.0.1

Параметр	Значение
Дистрибутив	docker-group.idp.yc.ziit.ru/zql/
Инсталлятор	6.0.1-mod-a
Отчет по уязвимостям	Отчет по измененным сервисам патч-версии ZQL 6.0.1
Отчет по тестированию	Отчет по тестированию версии ZQL 6.0.0

3. Выполненные изменения

Полный список выполненных изменений см. ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Выполненные изменения патч-версии 6.0.1

Ключ	Тема	Компонент
#25718	Диалог редактирования заявки. Проверка доступных действий с образцом	Безопасность, Создание/редактирование заявки
#17009	Планшет. Контроль качества. Сканирование штрих-кода. Запрос на разрешение доступа к камере при запуске камеры на планшете Android	Заявки
#24656	Форма замены методики. Отображение лабораторий, персонала аналит. контроля доступных для методики и пользователя	Заявки
#26133	Мониторинг запасов. Перемещения. Изменить алгоритм поиска по иерархии оборудования	Мониторинг запасов
#24028	Покрыть CRUD логированием сервис zqa-normdocs	НД

4. Исправленные дефекты

Исправленные дефекты, отсортированные по приоритету, см. ниже (Таблица 3):

Таблица 3 Исправленные дефекты патч-версии 6.0.1

Ключ	Связанные запросы в техническую поддержку	Тема	Приоритет	Компонент
#24271	-	МЗ - Ошибка при переходе на Перемещения Uncaught TypeError: application 'b869ecd0-0f3f-11ee-bdcd-e757374d7aa6/movements' died in status LOADING_SOURCE_CODE: Cannot convert undefined or null to object	Критичный	Мониторинг запасов
#26363	IDPFLVS-9423 IDPFLVS-9432	Откат шифра при сохранении сегмента	Критичный	Проекты
#26339	-	ФО. Долго создаются операции - изменить значение по умолчанию WORKFLOW_MAX_CONCURRENT_WORKFLOWS	Высокий	Фактические операции
#26337	IDPFLVS-9407	ФО. Исчезают значения в колонках после смены статуса у задачи производства	Высокий	Фактические операции
#25531	-	Мониторинг запасов. Перемещения. Полнотекстовый поиск по месту приемки отображает не все доступные варианты	Средний	-
#24399	IDPFLVS-8978	КК. Удаление оригинала образца	Средний	Заявки, Образцы
#17334	-	zqa-samples. В readme нет описание по политике zqa-samples-samples	Средний	Образцы
#26295	IDPFLVS-9395	Персонал - Ошибка в консоле при выполнении поиска	Средний	Персонал
#26372	IDPFLVS-9426	Контроль качества. Форма ввода - использование оборудования. Не отображаются доступные ресурсы	Средний	Контроль качества
#26136	-	Проекты. После изменение ранее назначенной методики у задачи качества на вкладке "Материал" поле "Тип образца" пустое	Средний	Проекты
#26098	-	Проекты. Кнопки "Комментарии" и "Вложения" задизейблены	Средний	Проекты
#26095	-	Проекты. При выборе материала операции у задачи без материала не добавляется строка материала	Средний	Проекты
#25621	IDPFLVS-9260	После изменения методики у задачи качества исчезает автор заявки во вкладке "Персонал"	Средний	Проекты
#25521	-	Мониторинг запасов. Перемещения. При длинном наименовании места приемки символы выходят за рамки поля	Низкий	-

Ключ	Связанные запросы в техническую поддержку	Тема	Приоритет	Компонент
#26294	-	Заявки. На форме ввода отображается некорректное уведомление	Низкий	Заявка

5. Поставки и совместимость Платформы

Доступны 2 варианта поставки ZQL:

- **ZQL for ZIIoT** – для установки ZQL поверх Платформы ZIIoT. Необходимые сервисы отмечены в Таблица 4 признаком **ZQL for ZIIoT**.
- **ZQL on ZIIoT SDK** – для установки ZQL без предварительной установки платформы ZIIoT. В данный вариант поставки дополнительно к **ZQL for ZIIoT** входит набор сервисов из состава ZIIoT, обеспечивающих работоспособность продукта – пакет **ZIIoT SDK**. Сервисы, которые не отмечены в Таблица 4 признаком **ZQL for ZIIoT**, входят в пакет **ZIIoT SDK**.

ZQL версии 6.0.1 совместим с платформой ZIIoT версии **2.20.2**.

Рекомендованная версия платформы ZIIoT для установки – **2.20.2**.

6. Список измененных сервисов и компонентов

В таблице ниже приведен перечень версий измененных сервисов и компонентов, которые входят в патч-версию 6.0.1.

Таблица 4 Измененные сервисы и компоненты в патч-версии ZQL 6.0.1

Тип сервиса/компонента	Сервис/компонент	Версия	ZQL for ZIIoT
Установщик	lims-helm	6.0.1-mod-a	ДА
Сервисы фронтэнд	zui-app-hr	1.17.1	ДА
	zui-app-qa	1.37.1	ДА
	zui-app-projects	4.22.1	ДА
	zui-app-store-movements	2.0.3	ДА
	zui-app-store-materiallot-entrance	2.1.3	ДА
Сервисы бекэнд	zqa-analysisrequests	7.21.1	ДА
	zqa-normdocs	4.3.1	ДА
	zqa-projects	3.0.1	ДА
	zqa-projects-workflow-workers	2.5.1	ДА
	zqa-samples	11.7.1	ДА
Демо-процессы	zqa-workflow-definitions	2.19.1	ДА
	zqm-common-business-processes	1.6.1	ДА
БPMN-процессы	QL.Internal.SampleJobOrder.Editing	1.0.1	ДА

7. Список устаревших сервисов и компонентов

ВНИМАНИЕ! В данном разделе представлены сервисы, исключённые из поставки продукта ZQL. **Поддержка** этих сервисов будет **прекращена** с текущей патч-версии.

Таблица 5 Устаревшие сервисы в патч-версии ZQL 6.0.1

Тип сервиса/компонента	Сервис/компонент	Версия	ZQL ^{for ZIIoT}
Сервисы бэкенд	ziak-configuration-manager	1.2.1	ДА

8. Контакты технической поддержки

Таблица 6 Контакты технической поддержки

Вид поддержки	Значение
Портал	https://jira.zyfra.com/servicedesk/customer/portal/42
Email	support@idpllc.ru

Регистрация запросов производится круглосуточно. Рабочее время — с 9.00 до 18.00 (время московское), перерыв с 13.00 до 14.00, в рабочие дни. Запросы, поступившие в нерабочее время, обрабатываются на следующий рабочий день.